

Provtagningsanvisning Cytologi Bronskölvätska - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller Pappersremiss: Allmän Cytologi
Provtagning	<p>Använd:</p> <ul style="list-style-type: none"> CytoRich Red provtagningsburk 10 mL. Provtagningsburk tillhandahålls av Enheten för klinisk patologi och cytologi. <p>Provet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretet suggs upp via bronkoskopet och som skölvätska används NaCl-lösning. Låt provet sedimentera i minst 5 minuter. Tag 2-3 mL av sedimentet och för över till provtagningsburken. Skaka burken.
Förvaring/Transport	Vätskan ska förvaras i kylskåp.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet