

Provtagningsanvisning BAS-test - Hälso och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Remiss Blodcentralen Kan endast skrivas ut inom Region Gävleborg. Externa beställare kan kontakta kundtjänst 026-15 55 55.
Provtagning	7 mL EDTA-rör, lila propp Kan tas kapillärt: 0,5 ml EDTA-rör lila propp ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29 Ange provtagningsdatum och tid Ange datum klockslag för önskad svarstid.
Förvaring/transport	Prov kan förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningsstid. Provet ska snarast lämnas till blodcentralen eller sändas med nästa ordinarie transport Prov kan transporteras i 4–25 °C
Analyserande laboratorium	Blodcentralen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Akuta prover: inom 60 min Rutinprover svaras ut kontinuerligt dygnet runt. Vid oklarhet kontaktas beställare och prov skickas för utredning till Blodcentralen Uppsala
Ackreditering	Ja
Efterbeställning	Kan ej efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentar/Övrig upplysning	För spädbarn < 4 månader är BAS-test giltig t.o.m. den dag barnet blir 4 månader. Om BAS-testen blir positiv (ej godkänd) utförs automatiskt en utvidgad analys för

	antikroppsidentifiering. Patienter som fått Rh-profylax används BAS-test med RhD negativ panel i Gävle och Hudiksvall
Medicinsk bakgrund	BAS-test = Blodgruppskontroll och antikropps-screening. Förenlighetsprövning inför transfusion till patient utan påvisade antikroppar. Giltigt 5 kalenderdygn från provtagningsdatum, oavsett provtagnings-tid.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-01-31	9	Uppdaterat länk, lagt till revideringar
2023-11-30	10	Lagt till information om BAS-test för patienter med profylax
2024-11-11	11	Ny länk till Blodcentralens remiss

Kopians giltighet garanteras endast till utskriftsdatumet