

Provtagningsanvisning Cytologi Bronkoalveolärt lavage (BAL) - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	- Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller - Pappersremiss: Allmän Cytologi
Provtagning	- Använd en provtagningsburk utan tillsatser. - Sköljvätska, 120-160 mL NaCl-lösning, från de distala luftvägarna samlas upp i en provtagningsburk.
Förvaring/Transport	Färskt prov lämnas genast till Cytologlab efter avslutad provtagning. - Ring Cytologlab, tel. 026-(1)57592, för att meddela att det kommer en BAL. - Om transporten beräknas ta mer än 1 h ska provet transporteras på is. - Provet ska anlända till laboratoriet före kl. 15.00. - Provet överlämnas personligen till laboratoriepersonal på Cytologlab.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Resultatet av den kvantitativa räkningen anges i procent. <u>Normalfördelning</u> >77 % alveolära makrofager, <15 % lymfocyter, <3 % neutrofila granulocyter, 1-2 % eosinofila granulocyter
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt

Provtagningsanvisning

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Cytologi Bronkoalveolärt lavage (BAL) - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

2(2)

Dokument ID: 09-76871

Giltigt t.o.m.: 2023-02-01

Revisionsnr: 8

Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Om misstänkt malignitet upptäcks under analys, bifogas inte resultat av cellräkning.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt sarkoidos/eosinofila lunginfiltrat/idiopatisk lungfibros.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet