


Provtagningsanvisning Blodstatus i helblod – Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

| | |
|-------------------------------|---|
| Remiss | Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg |
| Provtagning | 5 mL EDTA-rör, lila propp  Kan även tas kapillärt, lila propp Kapillär rör minst 250 µL och max 500 µL blod Viktigt! Det är av yttersta vikt att provrör vänds 8-10 gånger <u>direkt</u> efter provtagning för att undvika koagel i röret. |
| Förvaring/transport | Hållbar 24 timmar i kyl |
| Analyserande laboratorium | Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. |
| Referensintervall | Se respektive parameter |
| Svarstid | Dagligen |
| Ackrediterad | Se respektive parameter |
| Efterbeställning | I undantagsfall |
| Patientinformation | Ej tillämpligt |
| Biobanksprov | Nej |
| Kommentarer/Övrig upplysning | I profilen ingår: B-Hb, B-EPK, B-EVF, B-MCV, B-MCH, B-MCHC, B-RDW, B-LPK, B-TPK, B-MPV |
| Medicinsk bakgrund/indikation | Se respektive parameter |