


Provtagningsanvisning Blodstatus, B- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg
Provtagning	<p>5 mL EDTA-rör, lila propp</p>  <p>Kan även tas kapillärt, lila propp Kapillär rör minst 250 µL och max 500 µL blod</p> <p>Viktigt! Det är av yttersta vikt att provrör vänds 8-10 gånger <u>direkt</u> efter provtagning för att undvika koagel i röret.</p>
Förvaring/transport	Hållbar 24 timmar i kyl
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.
Referensintervall	Se respektive parameter
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Se respektive parameter
Efterbeställning	I undantagsfall
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	I profilen ingår: B-Hemoglobin (Hb), B-Erythrocyter, B-EVF, B-MCV, Erc(B)-MCH, Erc(B)-MCHC, Erc(B)-RDW-CV, B-Leukocyter, B-Trombocyter samt B-Trombocytmedelvolym
Medicinsk bakgrund/indikation	Se respektive parameter

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2024-09-23	14	Lagt till rubrik Revideringar. Mindre justering av titel samt uppdatering av ingående analysnamn enligt harmonisering av benämning utifrån rekommenderat rapportnamn.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet