

Lathund för diverse vätskor - Klinisk kemi

Na-hep/fluoridrör, grå propp



LAKTAT Tas på is!

Diverse laktat	DLAK
Diverse laktat ledvätska	DLAL
Diverse laktat pleura	DLAP

GLUKOS

Diverse glukos	DGLU
Diverse glukos ledvätska	DGLV
Diverse glukos pleura	DGPL

Li-heparinrör utan gel, grön propp



NATRIUM

Diverse Natrium	DNA
-----------------	-----

Na-heparinrör utan gel, grön propp



ALBUMIN

Ascites	DALBA
Ledvätska	DALBL
Pleura	DALBP

Övriga analyser:

Diverse Bilirubin	DBIL	Diverse LD	DLD
Diverse Calcium	DCA	Diverse Pankreasamylas	DPAM
Diverse Kolesterol	DKOL	Diverse TG	DTG
Diverse Kreatinin	DKR	Diverse Urea	DUR

LEUKOCYTER (LPK)

LPK i PD-vätska	PLPK	} Rör utan tillsats kan också användas
LPK Poly i PD-vätska	PLPKP	
LPK Mono i PD-vätska	PLPKM	
LPK Eos i PD-vätska	PLPKE	
LPK i ledvätska	DLLV	
LPK Mono i ledvätska	DLMLV, DL%MLV	
LPK Poly i ledvätska	DLPLV, DL%PLV	
LPK i pleura	DLPL	
LPK i ascites	DLPE	

KRISTALLER

Kristaller i ledvätska	KRIS
------------------------	------

EDTA-rör, lila propp



HEMOGLOBIN

Hb i pleura- och pericardvätska	DHB
---------------------------------	-----