


Provtagningsanvisning Natrium i urin - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Region Gävleborg
Provtagning	<p>Fyll upp till 8 mL urin, i 10 mL plaströr av stickprov eller av välblandad dygnsmängd</p>  <p>Ange dygnsmängd.</p>
Förvaring/transport	Urin hållbart 2 veckor i rumstemperatur 2 veckor i kyl
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Dygnsmängd: 40–220 mmol/d Stickprov: Referensintervall saknas
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Ej tillämpligt
Patientinformation	Se Insamling av dygnsmängd urin - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Kostberoende
Medicinsk bakgrund/indikation	Indikation: Bedömning av hyponatremi. Bestämning av natriumutsöndringen i urin kan vara ett komplement till plasmabestämningar vid påvisad rubbning av plasmanivån.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2022-08-19	10	Lagt till rubriken Revideringar. Patientinformation länk uppdaterat.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet