Upprättare: Marita M Ågren

Fastställare: Michiel Dooper

Provtagningsanvisning Histopatologi Temporalis - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller remiss PAD histopatologi OBS! Då diagnosen temporalisarterit kräver snabbt omhändertagande och därmed snabb diagnos är det ett krav att markera remissen som ”SNABB”, detta för att materialet ska gå i snabbflödet på laboratoriet. I annat fall behandlas materialet enligt rutinflöde.
Provtagning	Remiss: • Adekvat information - typ av symtom - symtomduration - kliniska fynd - ev differentialdiagnostiska överväganden Provet: • Ta en längre bit av kärlet över det ömmande eller palpabla området. Inflammation är ofta fokal och med en mycket liten kärlbit kan man missa diagnosen.
Förvaring/Transport	För histologi: Fixeras minst 24 timmar i 4 % formaldehyd 10x preparatet i rumstemperatur.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Snabbsvar inom 5 arbetsdagar
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Vid eventuell efterbeställning, kontakta Patologen
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja

Kopia. Gäller endast utskriftsdatumet

Kommentarer/Övrig	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Histopatologisk undersökning av Temporalisartär är en metod för att påvisa förekomst av inflammation i små artärgrenar (arterit). Biopsimaterial undersöks med ljusmikroskopisk teknik. Vanligaste indikationen för biopsitagning är temporalisarterit.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet