Provtagningsanvisning Histologi Bröst - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller remiss PAD histopatologi.
Provtagning	Mellan kl 8:00 och 15:30 helgfri måndag-fredag. Efter kl 15:30 när patologlabb är stängt, vänd korkplattan upp och ned och fyll på med formalin (10x vävnadsmängden). Viktigt att preparatet täcks av formalin för att undvika vävnadsautolys. OBS! Inga färska preparat dagen innan långhelg! **Preparatet måste komma till laboratoriet inom 1 timme efter provtagningen (inkl. röntgen).** **Mastektomipreparat** Ange på remissen om ingreppet görs p.g.a. palpabel tumör eller mammografiskt fynd, indikerad. Markera preparatet med kort sutur kranialt och lång sutur lateralt. • Beskriv hur suturerna sitter • Ange tumörens läge och storlek i förhållande till mamillen, klockslag, sidoangivelse. Ange om det finns flera tumörer. • Ange om fascian är med (hel eller delvis). Mammografiskt fynd • Förtätning • Förkalkning – mikro • Storlek • Läge i förhållande till mamillen • Kod Nåla upp preparatet på korkskivan med bröstschablonen (höger respektive vänster) inritat. **Viktigt!** Montera mastektomin på bröstschablonen på samma sätt som det satt i patientens bröst. Använd nålar med färgade huvuden för att markera respektive resektionsrand, för detta är viktigt vid radikalitetsbedömning • Kranialt – gul • Kaudalt – grön • Vänster – röd • Höger – blå

Kontrollera att gällande är endast utskriftsdatumet

Provtagning	**Sektorresektat** Markera preparatet med kort sutur kranialt och lång sutur lateralt • Beskriv hur suturerna sitter • Ange tumörens läge och storlek i förhållande till indikeringsnålen, klockslag, sidoangivelse. Ange om det finns flera tumörer. • Ange om fascian är med (hel eller delvis). Mammografiskt fynd • Förtätning • Förkalkning – mikro • Storlek • Läge i förhållande till indikeringsnålen • Kod • Markör Nåla upp preparatet på korkskivan med bröst schablonen (höger respektive vänster) inritat. **Viktigt!** Montera sektorresektatet på bröstschablonen på samma sätt som det satt i patientens bröst. Använd nålar med färgade huvuden för att markera respektive resektionsrand, viktigt vid radikalitetsbedömning • Kranialt – gul • Kaudalt – grön • Vänster – röd • Höger – blå Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå omedelbart till mammografin för preparatröntgen. Papperssvar ska lämnas samtidigt som preparatet. **Utvidgade excisioner** Markera preparatet med kort sutur kranialt och lång sutur lateralt • Beskriv hur suturerna sitter • Ange tumörens läge och storlek i förhållande till indikeringsnålen, klockslag, sidoangivelse. • Markör Nåla upp preparatet på korkskivan med bröst schablonen (höger respektive vänster) inritat. **Viktigt!** Montera preparatet på bröstschablonen på samma sätt som det satt i patientens bröst. Använd nålar med färgade huvuden för att markera respektive resektionsrand, viktigt vid

Kopia gäller ej som original efter utskriftsdatumet

	radikalitetsbedömning • Kranialt – gul • Kaudalt – grön • Vänster – röd • Höger – blå Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå omedelbart till mammografin för preparatröntgen, om det behövs. OBS! Om preparatet inte behöver orienteras, får det skickas i formalin utan suturer.
Förvaring/Transport	Efter kl 15:30 vänd korkplattan upp och ned och fyll på med formalin (10x vävnadsmängden). Viktigt att preparatet täcks av formalinet för att undvika vävnadsautolys. Vid mastektomipreparat som är tjockare än 4 cm borde snittas 2 vertikala snitt på baksidan. OBS! Undvik tumörområdet! I detta fall lägg bara gasväv mellan preparatet och korkplattan.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Upp till 20 arbetsdagar
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Vid eventuella efterbeställningar, kontakta Patologlabb
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Man kan registrera olika preparat i samma remiss bara om de inkommer till laboratorium samtidigt. Dessa måste markeras tydligt dvs. hinken med nummer och innehållet och beskrivas ordentligt för att undvika förväxling. Undvik använda suturer för att sy ihop preparat. Nåla upp dem på korkskivan istället och beskriv dem.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Operationspreparat från bröst (sektorresektat, mastektomi) analyseras mikroskopiskt avseende förekomst av precancerösa förändringar och cancer. Vid cancer karaktäriseras denna enligt riktlinjer i det

Kopia. Inget garanteras endast utskriftsdatumet

	nationella vårdprogrammet för bröstcancer, TNM, WHO och KVAST. Indikation för provtagning är bröstcancer.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-08-05	7	Lagt till rubrik ”Revideringar” samt denna tabell. Tillagt hur man ska markera och beskriva preparaten (mastektomi och sektorresektat)
2024-04-09	8	Lagt till ” OBS! Inga färska preparat dagen innan långhelg!”. Fixat trasig remisslänk.
2024-05-30	9	Ändrat texten under mastektomipreparat, sektorresektat, ändrat under Förvaring och Transport och lagt till Utvidgade excisioner. Ändrat granskare, slutgranskare och fastställare.
2024-10-08	10	Ändrat texten under mastektomipreparat och sektorpreparat. Ändrat även vid ”Kommentarer/ Övrig upplysning”.

Kopians giltighet garanteras endast på utskriftsdatumet