Upprättare: Karin M Jonsson

Fastställare: Keyliz Rossmery Peraza Cruces

Provtagningsanvisning Trombocyter i citratrör, B- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg. Vid beställning på en äldre pappersremiss skriv "TPKC" på tom rad under Hematologi. Märk provet med en av de extra etiketterna från remissens baksida.
Provtagning	Na-citratrör, ljusblå propp 5 mL rör som drar 2,7 mL 5 mL rör som drar 1,8 mL  Kan inte tas kapillärt Na-citratröret ska vara fyllt inom volymsmarkeringen. Viktigt! Det är av yttersta vikt att provrör vänds 8-10 gånger direkt efter provtagning för att undvika att trombocyterna aggregerar i röret.
Förvaring/Transport	Na-citratröret ska vara analyserade lab tillhanda inom 4 timmar. Transporteras i rumstemperatur. Observera att röret INTE ska centrifugeras! Vid samtidig provtagning av trombocyter i citratrör och EDTA-rör ska rören åtföljas till laboratoriet.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.

Kopia gäller endast utskriftsdatumet

Referensintervall	1-7 d 80-350 x 10^9/L 8-14 d 110-430 x 10^9/L 15-30 d 120-590 x 10^9/L 31-60 d 190-680 x 10^9/L 61 d-5 mån 150-650 x 10^9/L 6 mån-10 år 210-590 x 10^9/L 11-17 år 190-460 x 10^9/L K > 18 år 165-387 x 10^9/L M > 18 år 145-348 x 109/L
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/Indikation	Vid misstanke om pseudotrombocytopeni (aggregation av trombocyter) kan trombocyter i Na-citratrör analyseras.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-12-29	5	Lagt till rubrik revideringar. Ändrat analysen till ej ackrediterad. Ny fastställare.
2024-09-23	6	Mindre justering av titel enligt harmonisering av benämning utifrån rekommenderat rapportnamn.
2026-05-11	7	Tiden för när provet ska vara analyserande lab tillhanda har justerats till 4 timmar.
2026-09-17	8	Lagt till att citratrör och EDTA-rör ska åtföljas till laboratoriet.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet