Upprättare: Helena M Hallenberg

Fastställare: Michiel Dooper

Provtagningsanvisning Cytologi Bronksköljvätska - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Beställning via Cosmic. Reservrutin: pappersremiss (Allmän cytologi)
Provtagning	Använd: • CytoRich Red provtagningsburk 10 mL. Provtagningsburk tillhandahålls av Enheten för Klinisk patologi och cytologi. Provet: • Sekretet sugs upp via bronkoskopet och som sköljvätska används NaCl-lösning. • Låt provet sedimentera i minst 5 minuter. • Tag 2–3 mL av sedimentet och för över till provtagningsburken. Skaka burken. Elektronisk remiss • Fyll i elektronisk remiss med adekvata uppgifter om kliniska fynd och frågeställning. Glöm ej att skriva ditt namn, klinik och sjukhus. • Ange antal burkar i remissen. Vid förfrågningar kontakta vår enhet, tfn 026-15 55 55
Förvaring/Transport	Vätskan ska förvaras i kylskåp.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag–fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt

Kopia gäller endast utskriftsdatumet

Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2024-07-23	7	Lagt till tabell för revideringar. Tillägg angående Pappersremiss/Elektronisk remiss under rubrik Provtagning.
2025-07-23	8	Korrigerat text avseende remiss efter införande av Cosmic.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet